

MshOtt 明美

大体标本成像仪



广州市明美光电技术有限公司

- ★ 国内第一款自动聚焦数码成像设备；
- ★ 大体标本拍摄，法医物证拍摄；古玩鉴定、
- ★ 防伪检测、工业维修的升级产品；
- ★ 500万动态像素， USB2.0连接，多人同时分享高清画面；
- ★ 图像可直接在电脑上预览、存储、测量；
- ★ 最小2cm工作距离，超大景深；



基本参数

图像传感器	OmniVision 1/4" 彩色图像传感器
像素尺寸	1.4 μm × 1.4 μm
光谱响应	400 nm - 1000nm
灵敏度	600m V/Lux—sec
扫描方式	逐行扫描
分辨率	2592 × 1944 (15fps), 2048 × 1536 (15fps), 1920 × 1080 (23fps), 1600 × 1200 (15fps), 1280 × 720 (20fps)
工作距离	2CM-∞
镜头视角	57°
白平衡	自动白平衡 / 手动白平衡
曝光功能	手动曝光 / 自动曝光
图像输出	MJPG/YUY2
电源	USB供电, 5V
动态范围	50dB
可编程控制	图像尺寸、质量、亮度、增益、对比度、饱和度、清晰度、伽马值、焦点
工作温度	0-50°C



广州市明美光电技术有限公司

地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506

www.mshot.com

400-880-1910