



Mshot明美

细胞工厂专用显微镜MI52-CF是一种多功能的倒置型生物显微镜，采用优良的无限远光学系统，可实现明视场、相衬观察。旋转摆入摆出式聚光系统，可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察。或对细胞组织，透明液态组织的显微观察，可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察，也可对“细胞工厂”进行显微观察。可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、生物医药、检验检疫、农牧乳业等部门。

项目	规格
目镜	大视野WF10X/22
目镜筒	45° 倾斜，瞳距调节53-75mm
物镜	无限远长工作距离平场消色差物镜4X/0.1 工作距离：17.15mm
	无限远长工作距离平场消色差物镜10X/0.25 工作距离：4.3mm
	无限远长工作距离平场消色差物镜40X/0.60 工作距离：3.5mm
调焦机构	粗微动同轴，带锁紧和限位装置，微动格值：2 μm
物镜转换器	五孔转换器
载物台	固定载物台尺寸：227mm×208mm
	机械式移动，移动范围：135mm×77mm
	圆形玻璃载物台板：外圈φ118mm，内圈φ68mm
	培养皿托板一 内槽尺寸：86mm×129.5mm，可适配圆形培养皿φ87.5mm
	培养皿托板二 内槽尺寸：34mm×77.5mm，可适配圆形培养皿φ68.5mm
培养皿托板三 内槽尺寸：57mm×82mm	
培养皿托板四 内槽尺寸：29mm×77.5mm，可适配圆形培养皿φ68.5mm	
透射照明系统	白光LED，亮度连续可调
	绿滤色片
相机接口	1XC

Mshot明美

MI52-CF

细胞工厂专用显微镜

Cell Factory Microscope



广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co., Ltd

公司地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话：020-38250606/38262481 / QQ：505506350

网址：www.mshot.com / 邮箱：mmshot@188.com / 服务热线：400-880-1910



任何规格和外观的改变，恕不另行通知。