

MshOt 明美

—
MZ101

体视显微镜

Stereo Microscope

—



体视显微镜MZ101具有工作距离长，变倍范围大等出色之处，可以满足不同变倍率的观察需求；使用的过程中不仅操作简便，符合人体工程学的设计，让操作人员拥有非常舒适的操作体验。采用高亮白光LED照明，支持透射、反射、透反射照明方式的选择也是MZ101这款体视显微镜的特色之处。

特点：

- 变倍范围大，可根据需要选配辅助物镜，实现不同倍率观察的要求
- 采用高亮白光LED照明，可选择透射、反射、透反射照明方式，独立电器控制，亮度随意可调。



MZ101

产品参数

项目	规格
目镜	广角目镜WF10X视场数22
物镜	连续变倍物镜
	变倍范围：0.7-6.3(变倍比：1:9)
	工作距离：110mm
视场范围	Φ33.8-Φ3.49
总放大倍数	7X-63X
底座	尺寸：310mm × 280mm
	垂直有效行程：220mm
相机接口	1XC
照明方式	上光源：3W高亮度LED
	下光源：5W高亮度LED

