



## Mshot明美

体视荧光显微镜MZX80，在继承体视光学显微镜优异明场成像基础上，增加了荧光功能模块，多组激发波段选择，优异的性价比，是线虫、果蝇、斑马鱼、胚胎等动物活体成像，文字鉴定、朱墨时序、痕迹检验等领域研究工作者的理想之选。

### 特点：

- 伽利略光学系统
- LED荧光双光路设计
- 优越的变倍比
- 杰出的图像清晰度
- 性价比高

## 产品参数

项目	规格
目镜	WF10X/21
目镜筒	无铅观察筒，瞳距与左右目镜视度可调，瞳距调节范围50mm - 75mm
物镜	平场消色差物镜1X，工作距离：80mm
落射荧光照明附件	类型 激发片波长
	蓝 460-490nm
	绿 510-550nm
变倍体	变倍比： 8:1 (0.62x至5.0x)
	放大倍数刻度0.62, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5
放大倍率	6.2X-50X
通孔支架	圆立柱长365mm
底座	MZX80-2标准底座

# Mshot明美

## MZX80

## 体视荧光显微镜

Fluorescence Stereo Microscope



广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co. Ltd

公司地址：广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话：020-38250606/38262481 / QQ：505506350

网址：www.mshot.com / 邮箱：mmshot@188.com / 服务热线：400-880-1910



任何规格和外观的改变，恕不另行通知。