

Mshot 明美 显微成像专家
Guangzhou Micro-shot Technology Co., Ltd.

生物显微镜

MF23



广州市明美光电技术有限公司



MF23 生物显微镜

生物显微镜 MF23 采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜, 可用双目或三目观察, 搭配 LED 荧光激发装置, 实现明场和荧光显微观察, 供临床实验室利用显微放大原理观察微小细胞、组织等样本用。

基本参数

目镜	大视野WF10X , FN : 20mm
物镜	无限远平场消色差 4X/0.10
	无限远平场消色差 10X/0.25
	无限远平场消色差 40X/0.65
	无限远平场消色差 100X/1.25(弹簧)
目镜筒	倾斜30度, 瞳间距 : 55-75mm
调焦机构	粗微动同轴调焦, 带锁紧和限位装置, 微动格值:2 μ m.
物镜转换器	四孔转换器
载物台	双层机械移动式 (尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)
聚光镜	阿贝聚光镜 N.A.1.25可上下升降
滤色片	磨砂玻璃
	蓝滤色片
荧光照明装置	12V 2A 恒压直流电源适配器
	LED激发光源
	蓝 (B) 激发 : 450-490nm , 发射 : 520nm
	绿 (G) 激发 : 510-550nm , 发射 : 590nm



广州市明美光电技术有限公司

地址: 广州市天河区华观路1933号万科云城A栋506房



www.mshot.com



400-880-1910